



**Преаналитические требования
к тестам
AN239RAB и AN239RABCT**

PO3 / 4

2. Проверка паспорта питомца

1. В паспорт животного должны быть внесены фамилия и имя одного или двух владельцев на английском языке.
2. В паспорт животного должен быть внесен вид животного на английском языке и только в формате **Cat** или **Dog**.
3. В паспорт животного должна быть внесена на английском языке порода животного.
4. В паспорт животного должен быть внесен на английском языке пол животного отдельной строкой в формате **male** или **female**.
5. В паспорт животного должна быть внесена кличка животного на английском языке.
6. В паспорт животного должна быть внесена наклейка с номером чипа животного, а также дата чипирования. Дата чипирования должна быть раньше даты вакцинации от бешенства не менее чем на 1 день.
Допускается внесенные номер чипа от руки, но перед отправкой документов убедитесь, что номер чипа в паспорте животного указан корректно.
7. В паспорт животного должна быть внесена дата рождения животного в формате ДД.ММ.ГГГГ.
8. В паспорт животного должна быть вклеена наклейка вакцины к которой планируется оформить сертификат. Название вакцины должно быть указано на английском языке.
9. В паспорт животного должна быть внесена дата вакцинации в формате ДД.ММ.ГГГГ

***ВНИМАНИЕ!!!** Выполнить исследование для получения сертификата можно не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия вакцины. Для Японии и Китая требуется двойная вакцинация. Животное должно быть в возрасте не менее 4-х месяцев.

Что делать, если паспорт животного не соответствует необходимым требованиям.

1. Если в паспорте животного нет данных владельца на английском языке, их необходимо внести самостоятельно. Данные должны совпадать с данными загранпаспорта владельца(ев). Если у владельца иностранный паспорт на другом языке и данные внесены **НЕ латинскими** буквами, то в паспорт животного вносятся данные владельца на английском языке с максимально близким к оригиналу переводом.
2. Если в паспорте животного нет отдельной строки для внесения вида животного, необходимо самостоятельно внести вид животного на английском языке в любую свободную строку в формате: **species: Dog** или **Cat**
3. Если порода животного не указана, ее необходимо внести самостоятельно на английском языке в соответствующую строку. Если порода неизвестна, то указывается порода **half-breed**.

ВНИМАНИЕ!!! Не допускается внесение аббревиатур в качестве породы как в паспорт, так и в сопроводительную накладную!

4. Если пол животного не внесен или внесен иначе, верную формулировку необходимо внести самостоятельно на английском языке в формате **male** или **female**.
5. Если кличка животного в паспорте не указана на английском языке, ее необходимо внести самостоятельно (перевод максимально близкий по звучанию к оригиналу). Если у животного имеются любые другие документы, где английский вариант клички есть, то английский вариант клички вносится точно также как и в данных документах.
6. Если животное не чипировано, то необходимо провести чипирование животного, заново вакцинировать и сдать анализ на титры антител к бешенству не ранее чем через 30 дней после данной процедуры. Если животное чипировано, но не известен номер чипа, то необходимо провести идентификацию животного с помощью сканера, проверить номер и внести его в паспорт самостоятельно.
7. Если дата рождения животного отсутствует, ее необходимо внести самостоятельно в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если дата рождения животного не известна, то дата вносится в формате 01.01.ГГГГ, где ГГГГ исчисляется из примерного возраста животного.
8. Если название вакцины написано только на Русском языке, то необходимо самостоятельно **внести верное название** вакцины на английском языке сразу под наклейкой вакцины.

Верные названия на английском:

9. Если формат даты вакцинации отличается от формата ДД.ММ.ГГГГ, то необходимо рядом продублировать дату вакцинации в формате формате ДД.ММ.ГГГГ.

3.

Проверьте все внесенные данные еще раз, убедитесь, что всё внесено корректно.

При выявлении любых ошибок (даже в одной букве), материал не будет запущен в работу.

После проверки распечатайте накладную и копии необходимых страниц паспорта животного.

ВСЕ распечатанные листы заверить подписью и печатью клиник!

При поступлении документов без печати и подписи, материал не будет запущен в работу.

[illegible][illegible][illegible]

III. Идентификация животного

at Identification of animal

1. Микроchip номер /
Microchip number: _____
2. Дата чипирования / Date of Microchipping: _____
3. Месторасположение чипа / Location of Microchip: _____
4. Кем был чипирован / By whom: _____
5. Дата выписки / Date of release: _____
6. Особенности животного / Special marks and signs: _____
7. Сведения о репродукции (стерилизации, кастрации) /
Sterilization, Neutering (sterilization, castration): _____

Идентификация животного производится перед выданием ошейника в данный питомник.

The identification must be enforced before the entry in this питомник!

9/23/21

Взятие материала и подготовка пробы

4.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОБИРКА

- С красной крышкой без геля, 4 мл
- Минимальный объем крови для исследования 2,5 мл
- Центрифугировать пробирку при 3300 об/мин 10 минут, не позднее 60 минут после взятия крови



5.

ВТОРИЧНАЯ ПРОБИРКА

- Перенести сыворотку в пустую чистую пробирку с белой крышкой (в случае ее отсутствия, можно использовать чистый сухой эппендорф)
- Минимальный объем сыворотки 0,5 мл
- Пробирку маркировать ФИО владельца и кличкой животного
- Сразу заморозить в вертикальном положении (температурный режим -17°C...-23°C)



6.

ОПЕЧАТАТЬ ПРОБУ

- Опечатать только замороженную, подписанную пробирку с сывороткой (не весь пакет с документами, только сыворотку!)
- Поставить печать клиники, указать ФИО и подпись врача, проводившего взятие крови и оформление документов
- «Пломбу» (бумажку с печатью клиники и подписью врача) закрепить поверх пакета с сывороткой (не внутри!)



7. ПЕРЕДАЧА КУРЬЕРУ

- Положить документы и опечатанную замороженную пробу **в красный пакет** и передать курьеру (температурный режим для транспортировки $-17^{\circ}\text{C} \dots -23^{\circ}\text{C}$)



Скачать шаблон сопроводительной накладной:

Скачать по клику



Сканировать QR код





**Благодарим за
сотрудничество!**